無菌製剤殺菌空調の切り札『オゾン微生物制御システム』

特許出願中

- □ 注射剤製造環境の殺菌のために安全性の高いオゾン(O3)ガスを使用した殺菌システムです。
- 製造室の空調系統にオゾン発生/分解ユニットを組込み、全自動で「燻蒸」→「分解」→「通常空調」運転を行います。


特徴

- 空調システムと一体化した自動燻蒸、自動分解システム
- □ 短時間で燻蒸殺菌できるため、作業性が良いシステム

ホルマリン燻蒸 : 48~72時間オゾン燻蒸 : 8時間


- オゾンは自然に分解するため、製造室内に残留が無いシステム
- 外気へ放出しても大気汚染しない環境にやさしいシステム
- オゾン濃度を監視制御しながら燻蒸するシステム
- □ 日常低濃度燻蒸と定期高濃度燻蒸(ホルマリン燻蒸代替)の2段階の制御システム
- 作業者の安全性に配慮したシステム

オゾン微生物制御システム運転概念図



浮遊菌試験の培養結果

オゾン微生物制御システムを導入した製造室での空中浮遊菌試験、培養結果例




オゾンガス燻蒸前 菌が存在しています。



オゾンガス燻蒸後 菌が消滅しています。

オゾンガスによる殺菌のメカニズム



ホルマリン燻蒸との比較

オゾン燻蒸	ホルマリン燻蒸
なし	重合物が室内・機器に 付着して残る
容易	困難
容易	困難
全自動・完全無人化	人の手により作業
なし	外気放出には処理が必要
8時間	48~72時間
	なし 容易 容易 全自動・完全無人化 なし

オゾン発生ユニット



オゾン発生器を 多段モジュール化 することにより、 安定したオゾン供給を実現。



オゾン発生器(単体)



オゾン発生/分解システム機械室全景

共同開発:株式会社 富 士 薬 品

東急車輌製造株式会社

問合せ先:大成建設(株)

企画推進部プロモーション企画室

TEL 03-5381-5127

